

ACCESSOIRES  
**SURFLINK**<sup>®</sup>

---

*Fait pour la connectivité*



# Fait pour un monde sans fil

La gamme d'accessoires sans fil SurfLink® de Starkey est conçue pour vous permettre de profiter pleinement des différents environnements sonores dans lesquels vous vivez. Compatible avec la plupart de nos modèles d'aides auditives, la technologie SurfLink garantit une connectivité stable entre appareils, vous permettant de converser en toute liberté, d'écouter votre musique préférée et de contrôler volume et programmes de vos aides auditives du bout du doigt.

Quel que soit votre mode de vie, avec les accessoires SurfLink, vous définissez vos préférences et gérez vos aides auditives selon le degré de personnalisation et de contrôle choisi.



## SURFLINK®






# SurfLink Mobile 2

**Solution tout-en-un de téléphonie mobile, streaming audio et télécommande pour aides auditives.**

SurfLink Mobile 2 est notre solution compacte et tout-en-un de téléphonie mobile, assistant audio, streaming média et télécommande pour aides auditives. Grâce à la fonction révolutionnaire JustTalk™, les conversations téléphoniques mains libres deviennent possibles. Vos aides auditives sans fil servent à la fois de microphone — en captant votre voix et en la transmettant à votre interlocuteur — et d'écouteur — sa voix est directement transmise dans vos aides auditives.



SurfLink Mobile 2 :

- Améliore les conversations en tête-à-tête dans les environnements bruyants.
- Améliore la compréhension en réunion ou en groupe.
- Permet de recevoir le son d'une télévision ou de n'importe quel appareil multimédia directement dans vos aides auditives.



## SurfLink Microphone 2

Une solution légère et discrète  
pour des conversations  
améliorées.

**Le microphone SurfLink 2** est conçu pour transmettre le son directement dans vos aides auditives. Léger et discret, ce microphone externe peut être porté par un interlocuteur pour aider le porteur d'aides auditives lors de conversations en tête-à-tête ou en groupe dans des environnements sonores bruyants.

Afin d'améliorer au maximum la compréhension, il est doté d'une fonction "zoom audio" qu'il optimise automatiquement selon qu'il soit porté au revers d'un vêtement ou posé sur une table.





# SurfLink Mini Mobile

Une solution de streaming mobile, simple et compacte.


Avec SurfLink Mini Mobile, connectez tout appareil mobile compatible "Bluetooth" à vos aides auditives pour recevoir vos appels téléphoniques. L'adaptateur SurfLink Mini Mobile fonctionne avec le microphone SurfLink 2 — une de nos solutions les plus appréciées par les patients.

## Comment ça marche ?

Connectez le SurfLink Mini Mobile au SurfLink Microphone 2 et recevez vos appels de tout téléphone mobile compatible "Bluetooth" directement dans vos aides auditives.



*Discret et léger, SurfLink Mini Mobile vous connecte au monde et aux personnes qui vous entourent.*





# SurfLink Media 2

## La solution de streaming media.

**SurfLink Media 2** est un émetteur de streaming media sans-fil qui se connecte facilement à votre téléviseur, votre lecteur MP3 ou toute source audio multimédia pour vous permettre d'entendre le son directement dans vos aides auditives.



De plus, SurfLink Media 2 :

- Transmet directement le son stéréo dans vos aides auditives, sans jumelage avec un accessoire supplémentaire.
- Vous permet de régler le volume à votre convenance, sans déranger votre entourage.
- Permet à plusieurs utilisateurs d'aides auditives de se connecter simultanément à un seul et même émetteur.
- Élimine le décalage audio ainsi que les problèmes de synchronisation labiale que l'on rencontre fréquemment avec d'autres systèmes sans-fil\*.

*\*Temps de retard imperceptible conformément aux normes de l'Union internationale des télécommunications.*



## Télécommande SurfLink

Permet de régler vos aides auditives en toute discrétion et simplicité.

La **télécommande SurfLink** peut être utilisée pour modifier le volume et les programmes, activer ou désactiver le mode streaming et bien plus encore à l'aide d'un simple bouton.

La télécommande SurfLink :

- Vous permet également de régler une ou vos aides auditives selon vos besoins particuliers.
- Vous permet de sauvegarder et d'accéder au mode programmes pour différents environnements d'écoute.



*Dotée d'une autonomie longue durée, la télécommande SurfLink est toujours opérationnelle, prête à vous aider tout au long de la journée.*

Fait pour  
une connectivité  
en toute liberté

La gamme d'accessoires SurfLink a une solution pour chaque besoin et chaque environnement sonore — pour que vous restiez connectés avec le monde et ceux qui vous entourent.







[www.Starkey.fr](http://www.Starkey.fr)